

Radiofrecuencia fraccionada

Alta energía para cicatrices de Acné



La Radiofrecuencia Fraccionada es una de las más recientes tecnologías para disminuir la apariencia de las cicatrices residuales por acné. También mejora la textura de la piel, la flacidez y disminuye el tamaño de los poros; en ocasiones, se utiliza con gran éxito en casos severos de envejecimiento cutáneo con las líneas profundas (piel ajada).

Es un procedimiento que produce una entrega rápida (una décima de segundo) de energía térmica concentrada, mediante micro electrodos aislados de oro, que sin producir daño alguno o quemadura, penetran en la piel en una serie de micro-columnas, las cuales, producen un calentamiento rápido e intenso al liberar una gran cantidad de energía térmica directamente en la dermis profunda, iniciando ahí un proceso complejo de regeneración tisular.

Número de sesiones:

4 o más sesiones.

Frecuencia:

Cada 3 a 4 meses.

Anestesia:

Tópica (crema) por 30 a 40 minutos.

Duración del procedimiento:

40 minutos aproximadamente.

Tiempo y forma de recuperación:

Inflamación leve de 1 a 2 días.

Micro-costras de 3 a 4 días.

Áreas a tratar:

Cara y casi cualquier parte del cuerpo.

Condiciones o Padecimientos:

Cicatrices de acné, envejecimiento cutáneo profundo y en ocasiones estrías.

Duración del efecto:

Indefinido en cuanto a cicatrices y estrías.

El envejecimiento sigue su curso natural




ANTES




DESPUES

ANTES




DESPUES



El procedimiento es bastante bien tolerado, aunque se requiere aplicar un anestésico en crema por 30 a 40 minutos antes de realizar el tratamiento, que en sí, tiene una duración aproximada de 40 minutos. La recuperación es de 3 a 4 días, en los cuales se recomienda utilizar productos hidratantes y protectores, no es necesario que suspenda actividades diarias.

Practicamente cualquier paciente es candidato a realizarse este procedimiento y se puede efectuar en casi cualquier parte del cuerpo. Generalmente se alcanzan excelentes resultados en remodelación cutánea con aproximadamente 4 o más sesiones de INTRAcél, que habitualmente se recomiendan realizar una cada 3 a 4 meses. El efecto completo de regeneración cutánea se alcanza 4 a 5 meses después de la sesión.

Movimiento mecánico



iDerma

Especialistas de la Piel y Cirugía Cosmética

www.iderma.org

[f /iDermaMX](https://www.facebook.com/iDermaMX)

[@especialistasdelapiel](https://www.instagram.com/especialistasdelapiel)

Dr. Héctor G. Leal Silva

Dermatólogo/Cirujano Dermatólogo

UDEM /UNAM Céd. Prof. 1360852

Certificado (1993) y Recertificado (2023)

por el Consejo Mexicano de Dermatología 510

Cédula de Especialidad en Dermatología 5446146



81 83481029

81 36726240 y 41



+52 (1) 8125131884



+52 (1) 8127677344

Paralelo Obispedo L-17.

Belisario Domínguez 2725,

Colonia Obispedo.

Monterrey NL México 64060