

MANCHAS POR INFLAMACIÓN

Existen algunos tipos de piel que pueden hiperpigmentarse o mancharse debido a la inflamación, esto se conoce como Hiperpigmentación post inflamatoria y puede verse después de diferentes procesos como el acné, una quemadura, por una mala cicatrización, golpes o daños a la piel entre otros. En la piel afectada se observan manchas de color rojizo violáceo o cafés y pueden variar su tamaño dependiendo de la inflamación del tejido.

Este tratamiento es ideal para estos casos ya que no produce inflamación en la piel y por medio de la piel rompe el pigmento desvaneciendo las manchas hasta su desaparición, homogenizando el tono y mejorando la textura.

Se requiere mínimo 6 sesiones una cada mes y de 1 a 2 sesiones anualmente para mantenimiento.



Dr. Héctor Leal Silva

CIRUJANO DERMATÓLOGO

Céd. Prof. 13608252; UDEM/UNAM

Cert. por el Consejo Mexicano de Dermatología No. 510

Céd. de Especialista en Dermatología No. 5446146

www.iderma.org



iDerma.org
Dermatología-Láser-Cirugía Cosmética

Belisario Domínguez #2309
Colonia Obispado, Monterrey, N.L.
Lada sin costo: 01-800-716-5207
83-48-10-29/83-33-33-08

SmoothCool®

Es uno de los más modernos tratamientos para recuperar la belleza natural de la piel de forma rápida, indolora y sin periodo de recuperación. Con la aplicación de pulsos de luz se mejora eficazmente los signos visibles del envejecimiento cutáneo y no solo suaviza las arrugas sino que mejora la textura de la piel y devuelve al rostro su luminosidad.

Se recomienda para aquellas personas con pieles que presentan daños solares, lesiones pigmentarias (manchas), acné activo, rosácea, melasma superficial, manchas de la edad, entre otras.

FOTOENVEJECIMIENTO

También conocido como Dermatoheliosis, envejecimiento prematuro o exagerado debido al daño solar crónico. Provoca aparición de arrugas, cambios de pigmentación en la piel, pérdida del tono normal, aparición de telangiectasias (vasitos sanguíneos dilatados), entre otros.

El tratamiento con la nueva generación de la Luz SmoothCool puede revertir el daño solar por medio de un Fotorejuvenecimiento, alcanzando resultados ostensibles y duraderos al homogenizar el tono de la piel, mejorando las arrugas finas, reduciendo la red de vasitos sanguíneos dilatados, dando luminosidad y tersura a la piel.

Se recomienda 12 sesiones, una cada mes y para mantenimiento 1 o 2 sesiones al año.



Número de sesiones:

☐ 5 a 10 sesiones o más

Frecuencia:

☐ Quincenal ☐ Mensual
☐ Bimestral ☐ 2 por año

Duración del procedimiento:

15 a 30 minutos

Tiempo y forma de recuperación:

Ninguno

Áreas a tratar:

☐ Rostro ☐ Cuello
☐ Manos ☐ Brazos
☐ Escote ☐ Pecho
☐ Piernas ☐ Espalda

Condiciones o Padecimientos:

☐ Acné ☐ Arrugas Finas
☐ Rosácea ☐ Poro Abierto
☐ Manchas ☐ Rejuvenecimiento

ROSÁCEA

Es un tipo de dermatosis crónica que afecta principalmente nariz, mejillas, mentón y cara. Se caracteriza por un componente vascular que da lugar a un eritema (enrojecimiento) persistente de la piel y pueden estar presentes lesiones tipo acneiformes (granitos). El paciente presenta enrojecimiento en las áreas afectadas, ardor o prurito leve (comezón).

El problema puede ser exacerbado por la exposición a la luz solar, calor y por consumo de bebidas alcohólicas. El tratamiento con SmoothCool ayuda a disminuir la rojez, telangiectasias (arañitas rojas en cara), la seborrea facial que no permite la curación y mantenimiento de este padecimiento. Se requiere de 6 a 12 sesiones, las primeras 2 con una separación de 15 días y posteriormente una cada mes.



MELASMA SUPERFICIAL



También conocido como cloasma o paño. Es una hiperpigmentación adquirida de evolución crónica que afecta la cara, se presenta como manchas de color marrón o café de diferentes intensidades afectando principalmente pacientes con fototipo de piel morena.



Puede ser exacerbada con la exposición a la luz solar, el embarazo, los anticonceptivos hormonales y el uso de ciertos cosméticos.

Este tratamiento es ideal ya que ayuda a fragmentar las manchas para disminuir la hiperpigmentación y de esta manera lograr homogenizar el tono de la piel aclarando así el fotodaño recibido en esas áreas.

Inicialmente se requiere de 6 a 12 sesiones (una cada mes), dependiendo de la valoración del especialista.

ACNÉ

Es una inflamación crónica de la unidad pilosebácea producida por retención de sebo. Afecta principalmente a adolescentes con pieles seborreicas predominando más en cara, espalda y tórax.

Su aparición se relaciona con herencia familiar, hormonas (pubertad), factores alimenticios, entre otros.

La nueva tecnología de luz pulsada ayuda a eliminar las bacterias causantes del acné, cerrar poro y mejorar las manchas residuales de color café o rojo y prevenir la aparición de brotes nuevos.

Se requiere de 6 a 12 sesiones, las primeras 2 con una separación de 15 días y posteriormente 1 cada mes.



MANCHAS DE LA EDAD

Después de haber estado expuesto muchos años al sol, hay acumulación de radiación solar por lo que se presentan las características "manchas seniles" también llamadas "manchas de la vejez" suelen aparecer en el cuello, pecho, cara y manos.

También conocidas como lentigos solares se caracterizan por ser de diferentes tamaños y presentar una coloración de tono café oscuro o claro. El tratamiento del SmoothCool nos ayuda a romper el pigmento para que este pueda ser eliminado posteriormente por las células del cuerpo y así conseguir su desaparición, dejándolo lucir una piel jovial sin manchas e imperfecciones.

Se requiere mínimo 6 sesiones (una cada mes) y de 1 a 2 sesiones anualmente para mantenimiento.